



VISITA LA PAGINA: WWW.EMERADE-BAUSCH.COM

- GUARDI IL VIDEO TUTORIAL CON LE ISTRUZIONI D'USO



- Conosca meglio l'anafilassi
- Chieda una penna di prova Emerade®. Le penne di prova devono essere conservate separatamente da Emerade® farmaco con principio attivo, per evitare possibili scambi.



- Per segnalare una reazione avversa:
<http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa>

CONSERVAZIONE

- Conservare Emerade® a temperatura inferiore a 25°C. Non congelare.



• Controlli periodicamente la soluzione attraverso la finestrella di ispezione dell'unità, sollevando l'etichetta, per assicurarsi che la soluzione sia limpida e incolore. Se la soluzione ha cambiato colore o contiene particelle, smaltire la confezione di Emerade® e procurarsi una nuova confezione del medicinale. Controllare la data di scadenza.

• Emerade® è confezionato in una confezione in plastica resistente per proteggere Emerade® e il foglio illustrativo. Si consiglia di conservare Emerade® nella confezione originale insieme al foglio illustrativo.



FACILE E SICURO DA USARE

- Emerade® presenta un'ampia apertura per l'uscita dell'ago.
- E' presente una protezione dell'ago dopo l'utilizzo per evitare punture accidentali.


IN AEREO

• Può portare Emerade® nel bagaglio a mano. Il personale di volo potrebbe non esserne informato, pertanto raccomandiamo di chiedere al medico di compilare un certificato di viaggio.



COSA DEVE SAPERE PRIMA DI USARE L'AUTO-INIETTORE DI ADRENALINA

TRATTAMENTO DI EMERGENZA DELL'ANAFILASSI




MATERIALE EDUCAZIONALE PER LA PENNA EMERADE (ADRENALINA)

COME USARE EMERADE ?

Emerade® è intuitivo e facile da utilizzare.

Legga attentamente il foglio illustrativo prima dell'uso e, in una situazione di emergenza, segua le istruzioni riportate sulla penna.



Rimuova la protezione dell'ago.



PREMA contro la coscia e tenga premuto per **5 SECONDI**.
Massaggi delicatamente il punto dell'iniezione, poi chiami il "118" e dica "Anafilassi".

Emerade® non può essere riutilizzato. Tuttavia, in assenza di un miglioramento clinico può essere eseguita una seconda iniezione di Emerade® dopo 5-15 minuti dalla prima iniezione.

RICORDI DI PORTARE SEMPRE CON SÈ DUE PENNE DI EMERADE®.

QUANDO USARE EMERADE ?

Emerade® è indicato nel trattamento di emergenza delle reazioni allergiche acute gravi (anafilassi) dovute ad alimenti, farmaci, punture o morsi di insetti, e altri allergeni così come quelle innescate da esercizio fisico o cause non note.

Possibili sintomi di anafilassi



I sintomi possono manifestarsi rapidamente, in pochi minuti dopo il contatto con l'allergene, ma anche dopo alcune ore. I sintomi peggiorano costantemente.

Le reazioni allergiche gravi si riconoscono dai seguenti sintomi:

- Difficoltà a respirare, sibilo
- Prurito, specialmente sotto i piedi, alle mani e alla testa
- Una sensazione di dolore pungente in bocca
- Gonfiore di bocca, gola, labbra o occhi/palpebre
- Difficoltà nella deglutizione
- Prurito, arrossamento o orticaria in una qualunque parte del corpo
- Capogiro, stato confusionale, sudore freddo
- Dolore addominale, nausea o vomito
- Improvviso affaticamento, abbassamento della pressione sanguigna o svenimento
- Disorientamento o perdita di coscienza
- Polso debole
- Rantolo o tosse persistente
- Pallore e diminuzione del tono muscolare (bambini piccoli)

- Se manifesta questi sintomi critici, inietti Emerade® immediatamente.
- Dopo la somministrazione chiami il "118" e dica «ANAFILASSI». Durante l'attesa dell'ambulanza, si sdrai con i piedi sollevati, a meno che questa posizione non le impedisca di respirare, nel qual caso rimanga seduto. I pazienti non coscienti devono essere messi in posizione laterale di sicurezza. Non è necessario togliere i vestiti. Assicurarsi di non colpire fibbie, cerniere o bottoni.

L'adrenalina aiuta a rialzare la pressione sanguigna, stimola il cuore e migliora la respirazione.

**PORTI EMERADE®
SEMPRE CON SÈ**

